

Laboratorio Clínico del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel

Requisitos para el envío de muestras al laboratorio.

Prueba	Muestra	Formulario	Temperatura	Prueba
Tosferina	Hisopado Nasofaríngeo (2 hisopados)	Formulario de notificación Obligatoria y Formulario de investigación de tosferina	En frío 4-8°C	RT-PCR
ZiKa, Dengue, Chikungunya	Tubo de química lleno	Formulario de notificación Obligatoria y Formulario de Dengue	En frío 4-8°C	RT-PCR
C. trachomatis, M. genitalis,	Hisopo	Formulario de notificación Obligatoria	En frío 4-8°C	RT-PCR
N. gonorrhoeae, U. urealytycum	Orina			
T. vaginalis, M. hominis, Herpes simplex 1 y 2	Hisopo, Orina LCR, sangre venosa. Tomada en tubo con EDTA 2mL	Formulario de notificación Obligatoria	En frío 4-8°C	RT-PCR
Citomegalovirus	Sangre venosa. Tomada en tubo con EDTA 2mL	Formulario de notificación Obligatoria	En frío 4-8°C	RT-PCR
Ebstein-Barr virus	Sangre venosa. Tomada en tubo con EDTA 2mL	Formulario de notificación Obligatoria	En frío 4-8°C	RT-PCR
HIV carga viral	Sangre venosa. Tomada en tubo con EDTA 2mL	Formulario de notificación Obligatoria	En frío 4-8°C	RT-PCR
Mycobacterium tuberculosis	Esputo, LBA, Tejido fresco, orina	Formulario de Notificación Micobacteriología	TA 20-25°C	RT-PCR
Enterovirus	Líquido Cefalorraquídeo	Formulario de notificación Obligatoria	En frío 4-8°C	RT-PCR
Clostridium difficile	Heces diarréicas	Formulario de notificación Obligatoria	En frío 4-8°C	RT-PCR
Virus Sincicial Respiratorio	Hisopado Nasofaríngeo Lavado/aspirado nasales	Formulario de notificación Obligatoria F. vigilancia Neumonía y Bronquiolitis	2-30°C	RT-PCR
Influenza A y B VRS, Rinovirus, Parainfluenza, Metapneumovirus, Adenovirus)	Hisopado Nasofaríngeo Lavado/aspirado nasales Hisopado Nasofaríngeo	Formulario de notificación Obligatoria Formulario de vigilancia Neumonía y Bronquiolitis	2-30°C	RT-PCR
Histoplasma capsulatum	Sangre venosa. Tomada en tubo con EDTA 2mL	Formulario de notificación Obligatoria.	2-30°C	PCR
Encefalitis Equina (EEV y EEE)	LCR y SUERO	Formulario de notificación Obligatoria. Formulario de Encefalitis	En frío 4-8°C	Mac ELISA IgM/ELISA Ig G

Observaciones: TA= Temperatura Ambiante; RT-PCR= Reación en cadena de la polimerasa tiempo real; LBA= Lavado broncoalveolar; LCR= Líquido Cefalorraquídeo.

Hisopado nasofaringeo: solicitar medio de transporte viral al laboratorio para garantizar la viabilidad.

Hisopado de secreciones uretrales y piel: solicitar hisopos en medio líquidos al laboratorio.

Cualquiera otra muestra que se quiera analizar consulta previa con el Técnologo Médico para consultar si es factible su realización.

Importante: enviar en hielo para mantener la cadena de frío, colocar la hora de extracción en el tubo y el formulario.